

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### Általános: Galvanic Spa™ System

- ▶ Hogyan működik a Galvanic Spa™ System II Készülék?
- ▶ Miben különbözik a Galvanic Spa™ System II a versenytársaitól?
- ▶ Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t más Nu Skin® termékekkel?
- ▶ Minden Nu Skin® terméknek van töltése?

### Kezelések

- ▶ Mi a különbség a négy Galvanic Spa™ kezelés között?
- ▶ Mi a különbség a Galvanic Spa™ Pre Treatment and Treatment Gel-ek (Előkezelő és Kezelő Arcgélek) között?
- ▶ Hogyan működik a Galvanic Spa™ System II a Galvanic Spa™ arckezelésekkel?
- ▶ Milyen gyakran alkalmazhatom a Galvanic Spa™ arckezeléseket?
- ▶ Milyen hatása van a Dermatic Effects™ -nek?

### Használat

- ▶ Mi a használati utasítás a Galvanic Spa™ System II, a Nu Skin 180° System és a kezelések együttes használatához?
- ▶ A Galvanic Spa™ System II-vel egyidőben használhatok-e más Nu Skin® termékeket?
- ▶ Jobb eredmények érhetők-e el a Galvanic Spa™-val a kezelések időtartamát meghosszabbítva?
- ▶ Nem érzek semmit a Galvanic Spa™ System II használata közben, ez azt jelenti, hogy rosszul csinállok valamit?
- ▶ Hetente két kezelés a maximum, vagy gyakrabban is használhatom a Készüléket?
- ▶ Miért kell a kezemet ráhelyezni arra a személyre, aki a Galvanic kezelést kapja?
- ▶ Mi a legjobb technika a Galvanic Spa™ System használatához?
- ▶ Milyen erősen érintsem a bőromhöz a Galvanic Spa™ System II Készüléket?
- ▶ Használhatok-e egy fél flóla Galvanic Spa™ Előkezelő és Kezelő Arcgél a fél arcon történő bemutatáshoz úgy, hogy a flóla másik felét később használom fel?
- ▶ El kell-e távolítanom a maradék Galvanic Spa™ Előkezelő és Kezelő Arcgél a kezelést követően?
- ▶ Elhasználhatok-e egy fél üveg Nutriol® Hair Fitness Treatment-et (Hajkezelő gél) úgy, hogy a maradékot később használom fel?
- ▶ Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t a gélek nélkül?
- ▶ Segít-e a Galvanic Spa™ System II a pattanások eltüntetésében?

### Eredmények

- ▶ Mik a Galvanic Spa™ System II előnyei?
- ▶ Mennyi idő elteltével láthatom a bőromön a Galvanic Spa™ System II használata nyomán bekövetkezett változást?
- ▶ Segít-e a Galvanic Spa™ System II készülék, valamint a termékek a bőr feszességének javításában?

### Készülék információ

- ▶ Milyen fémet tartalmaz a Galvanic Spa™ System II?
- ▶ Hogyan tudom cserélni a kezelőfejeket?
- ▶ Mi a különbség az egy, kettő vagy három sípszó között, amit a készülék kiad, amikor a bőrhöz ér?
- ▶ Miért sípol a készülék 20 másodpercenként?
- ▶ Meddig garanciás a Galvanic Spa™ System II készülék?



# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### Technikai kérdések

- ▶ Hibaelhárítási tippek arra az esetre, ha azt gondolja, hogy a Galvanic Spa™ System II nem működik megfelelően.
- ▶ Milyen erősségű áram tartozik az egy, kettő, illetve három sípszóhoz?
- ▶ Hogyan távolítja el a Galvanic Spa™ System II a szennyeződések a bőrből?

### Biztonsági kérdések

- ▶ Miért van benne e Figyelmeztetésben a következő mondat: "Kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt használni kezdi a Galvanic Spa™ System II-t abban az esetben, ha terhes, pacemakert használ, epilepsziás, fém fogszabályzót visel, vagy ha fémből fészült implantátum van a szervezetében."?
- ▶ Biztonságos-e a Galvanic Spa™ System II-t használni, ha Botox injekciót, kollagén vagy szilikon feltöltést, illetve hasonló kezelést kaptam?
- ▶ Használhatják-e kemoterápiás kezelésben résztvevő rákbetegek a Galvanic Spa™ System II-t?
- ▶ Biztonságos-e napi rendszerességgel, egyperces helyi minikezelésként, kevés Galvanic gélt alkalmazni közvetlenül az aknés arcbőrön?
- ▶ Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t abban az esetben, ha fogékszer, amalgámtömés, csavarok vagy hidak vannak a fogamban, illetve ha ráncfeltöltésen vettem részt?
- ▶ Alkalmazhatom-e a Galvanic kezelést a hasfalamon?
- ▶ Használhatom-e a Galvanic kezelést abban az esetben, ha rozaceaás a bőröm?
- ▶ Lehet-e a napsugárzás negatív hatással a bőrömre, ha naponta használom a Galvanic Spa™ System II-t?
- ▶ Szeretek szoláriumba járni, okoz-e valami problémát, ha ezt a Galvanic Spa™ System II kezelésekkel párhuzamosan teszem?

## Galvanic Kezelés

### ▶ Hogyan működik a Galvanic Spa™ System II Készülék?

A Galvanic Spa™ System II kezelés arra az alapelve épül, hogy a hasonló töltések taszítják, míg az ellentétes pólusok vonzzák egymást, csak úgy mint a mágneseknél. A termékeket úgy alakítottuk ki, hogy pozitív, illetve negatív töltésűek legyenek. A készülék pedig a termékekhez hasonló töltéssel bír. A hasonló töltések taszítása valósággal "belepréseli" a terméket a bőrbe, ezáltal bejuttatva a kulcsfontosságú összetevőket.

### ▶ Miben különbözik a Galvanic Spa™ System II a versenytársaitól?

A Galvanic Spa™ System II- t számos dolog megkülönbözteti a többi versenytársától, úgymint:

- a) Szabadalmazott önszabályozó áramerősség**
- b) Szabadalmazott cserélhető kezelőfejek**
- c) Rugalmasan időzíthető**
- d) A polaritás a használó által megválasztható**
- e) Megengedhető áron kínál alternatívát a kozmetikai kezelések helyett**
- f) Kényelmes, otthon is használható**
- g) Továbbfejlesztett technológiával viszi be a kulcsfontosságú összetevőket a bőrbe**



# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### ► Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t más Nu Skin® termékekkel?

A Galvanic Spa™ System II csak olyan termékekkel használható, amelyek töltéssel bírnak, azaz a Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Facial Gels termékekkel (Előkezelő és Kezelő Gélekkel), a Tru Face™ Line Corrector-ral, Galvanic Spa™ Body Shaping Gel-lel (Alakformáló géllal) és a Nutriol® Hair Fitness Treatment-tel (Hajkezelő géllal). Ezeket a termékeket kifejezetten a Galvanic Spa™ System II-höz fejlesztették ki. Ezen felül, a Nu Skin® rendelkezik egy függő szabadalommal bíró felfedezéssel, amely szigorúan ellenőrzött kutatásokon alapszik, és azt hivatott bizonyítani, hogy egy öt perces, vagy hosszabb Galvanic kezeléssel 70%-kal javítható egyes aktív hatóanyagok felszívódása a bőrben és ez akár a kezelés után 24 órával is kimutatható. A kezeléseket követően használt öregedés-gátló termékek aktív hatóanyagainak felszívódásánál is kimutatható ez a javulás.

### ► Minden Nu Skin® terméknek van töltése?

Nem minden Nu Skin® terméknek van töltése. Csak a kifejezetten a Galvanic Spa™ System II-höz kifejlesztett termékek tartalmazzák ezt a töltést hordozó összetevőt. A következő termékeket értjük ezalatt: Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Facial Gels (Előkezelő és Kezelő Gélek), Tru Face™ Line Corrector, Galvanic Spa™ Body Shaping Gel (Alakformáló Gél) és a Nutriol® Hair Fitness Treatment (Hajkezelő gél).

## Kezelések

### ► Mi a különbség a négy Galvanic Spa™ kezelés között?

A Galvanic Spa™ Facial Gels (Arcgélek) az arckezelő fej segítségével kiszippantják a fakító szennyeződések a bőr pórusaiból, így azok jobban tudnak lélegezni. Emellett, tápláló összetevőket tartalmaznak, amelyek nyugtatják és kisimítják a bőrt, élénkítik a sejtenergia termelést és enyhítik a stressz károsító hatását. Nézzon ki fiatalabbnak, frissüljön és élénküljön fel!

A Tru Face™ Line Corrector-t kifejezetten a Célzott kezelőfejhez fejlesztették ki, mivel segíti a pro-kollagén peptidok felszívódását a bőrben. A pro-kollagén peptidok pedig öregedés visszafordító jelzést küldenek a kollagént termelő sejteknek.

A Body Shaping Gel-t (Alakformáló gélt) szintén a Galvanic Spa™ Test-kezelőfejhez fejlesztették ki, ezzel megcélozhatók a bőr alatt raktározott zsírpárnák és mérgeanyagok, valamint minimalizálható a narancsbőr. A bőr simábbá, fesesebbé és tónusosabbá válik.

A Nutriol® Hair Fitness Treatment-et (Hajkezelést) a Galvanic Spa™ Fejbőr-kezelőfejhez fejlesztették ki, segíti a kulcsfontosságú összetevők bevitelét a fejbőrbe, így egészségesebb, dúsabb hatást kölcsönöz hajának.

### ► Mi a különbség a Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-ek (Előkezelő és Kezelő Arcgélek) között?

Az Előkezelő és Kezelő Arcgéleket kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy számos jótékony összetevőt tartalmaznak, amelyek élénkítik a sejtenériát, enyhítik a stressz károsító hatásait és fiatalabbá varázsolják a bőrt. Az Előkezelő gél körömvirágot, tengeri moszatot, valamint vanília kivonatot tartalmaz, amelyek kisimítják és kondicionálják a bőrt, csakúgy, mint a tea cocoyl glutamate, amely tisztítja a bőrt. Ezek az összetevők segítenek eltávolítani a szennyeződések, így a bőr pórusai jobban tudnak lélegezni. Az Kezelő arcgél arginint tartalmaz, egy olyan aminosavat, amely segít enyhíteni a stressz okozta károsodást, valamint magnéziumot, amely élénkíti a sejtenériát. Ezek az összetevők elősegítik bőre megújulását és üdévé varázsolják azt! Mindkét termék tökéletes összhangban működik a Galvanic Spa™ Készülékkel és az Arc-kezelőfejvel.



# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### ► Hogyan működik a Galvanic Spa™ System II a Galvanic Spa™ arckezelésekkel?

A Galvanic Spa™ arckezelés két lépésből áll: az elsőben a Galvanic Spa™ Pre-Treatment Gel-t (Előkezelő gélt) vigyük fel majd a Galvanic Spa™ Treatment Gel-t (Kezelő arcgél). Az első fázisban az Előkezelő gél és a Galvanic Készülék egyaránt negatív töltésű. Mivel az azonos töltések taszítják egymást, a negatív töltésű Galvanic Készülék belepréseli a szintén negatív töltésű Előkezelő gélt az arcbőrbe. Az Előkezelő gél olyan összetevőket tartalmaz, amelyek nyugtatják és tisztítják a bőrt. A tisztító összetevők kötést alakítanak ki a bőrben lévő szennyezőanyagokkal és ezáltal azok negatív töltésűek lesznek.

A második fázisban a készülék és a Kezelő arcgél egyaránt pozitív töltésűek. Ezek a pozitív töltések taszítják egymást, ezáltal segítve a Kezelő gél felszívódását az arcbőrön. A Kezelő gél olyan összetevőket tartalmaz, amelyek enyhítik a stressz károsító hatásait, valamint élénkítik a sejtenergiát. A pozitív töltésű Galvanic Készülék ugyanakkor magához vonzza az előkezelés során ottmaradt negatív töltésű szennyeződések is, mintegy kiszippantva azokat a bőrből, a frissebb, élénkebb megjelenésért!

### ► Milyen gyakran alkalmazhatom a Galvanic Spa™ arckezeléseket?

A Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-eket (Előkezelő és Kezelő Arcgéleket) legfeljebb hetente háromszor ajánlott használni. Fontos, hogy egy egész foliát elhasználgjon a gélekből egy kezelés alkalmával!

### ► Milyen hatása van a Dermatic Effects™ -nek?

A Dermatic Effects™ olyan összetevőket tartalmaz, amelyek segítenek a szervezetnek a zsír lebontásában és megakadályozzák a lerakódását. A Galvanic Spa™ Body Shaping Gel-lel (Alakformáló géllal) végzett kezelés után ajánlott használni ezt a terméket, valamint az eredmény megőrzése és fokozása érdekében naponta!

## Használat



### ► Mi a használati utasítás a Galvanic Spa™ System II, a Nu Skin 180° System és a kezelések együttes használatához?

#### ▪ 1. Lépés: Tisztítás

**180° Face Wash vagy Nutricentials™ Cleanser (Arclemosó)**

#### ▪ 2. Lépés: Tonizálás

**180° Skin Mist, Tru Face™ Priming Solution vagy bármilyen tetszőleges tonik (abban az esetben, ha Tru Face™ Priming Solution-t és 180° System-et használ, azt a 180° Skin Mist-et megelőzően tegye!)**

#### ▪ 3. Lépés: Kezelés

**1. Galvanic Arckezelő gélek**

**2. Galvanic Tru Face™ Line Corrector**

**3. 180° Sejtmegújító folyadék**

**4. Egyéb kezelő termékek**

**5. Tru Face™ Essence Ultra (a kezelést befejező termék)**

#### ▪ 4. Lépés: Hidratálás

**180° UV Block Hydrator (Hidratáló UV-blokk) vagy 180° Night Complex (Éjszakai complex), vagy bármilyen tetszőleges hidratáló krém**

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### ▶ A Galvanic Spa™ System II-vel egyidőben használhatok-e más Nu Skin® termékeket?

Igen, használja a Galvanic Spa™ System-et a mindennapi bőrápolás kiegészítéseként! Használjon bármilyen Nu Skin® tisztítót és tonikot a Galvanic Spa™ kezelést megelőzően, majd folytassa a mindennapi Nu Skin® bőrápolási rutinját!

### ▶ Jobb eredmények érhetőek-e el a Galvanic Spa™-val a kezelések időtartamát meghosszabbítva?

Nem végeztünk erre vonatkozó kutatásokat. A Galvanic Spa™-t a használati utasítás szerint használva érhető el a kívánt eredmény.

### ▶ Hetente két kezelés a maximum, vagy gyakrabban is használhatom a készüléket?

Jelenleg a Galvanic Spa™ Treatment Gel-ek (Kezelő Gélek) ajánlott használata hetente maximum három alkalom.

### ▶ Nem érzek semmit a Galvanic Spa™ System II használata közben, ez azt jelenti hogy rosszul csinálok valamit?

A Galvanic kezelés közben a legtöbb ember semmit sem érez. A speciálisan kifejlesztett gélek vezetik a galvánáramot, és biztosítják, hogy az mindenfajta kényelmetlenség nélkül jusson a bőrbe. A Galvanic készülék 20 másodpercenként sípoló hangot ad és az LCD monitoron látható 3 nyíl jelzi, ha működésbe lép. Előfordulhat, hogy Ön nem is érzi, és a készülék már azon dolgozik, hogy az áram segítségével újjáélessze bőrét, valamint bevigye bőrébe a jótékony összetevőket, ezáltal megfiatalítva és megszépítve azt.

### ▶ Miért kell a kezemet ráhelyezni arra a személyre, aki a Galvanic kezelést kapja?

A Galvanic áramkör, egy egyenáramos áramkör, amelyet zárni kell, ahhoz, hogy megfelelően működjön. Ezért kell a kezelést végzőnek megérintenie azt a személyt, akin a kezelést végzi. Ha az áramkört nem zárjuk le (a kezelést végző személy nem érinti meg azt, akin a kezelést végrehajtja), az áram nem tud keresztül menni azon, a személyen, akin a kezelést végzik. Ez hasonlóan néz ki, mint a karácsonyfaágók esetében, amikor egy égő kiég, az összes többi is kialszik.

### ▶ Mi a legjobb technika a Galvanic Spa™ System II használatához?

Vállalati szinten sohasem tanulmányoztuk a különböző mozdulatokat, hogy kiderítsük melyik a leghatékonyabb. Üzletépítőink szerint a Galvanic Spa™ System II készüléket az arcon lentől felfelé és bentől kifelé irányuló lassú, gyengéd mozdulatokkal az arc kontúrvonalán végigvezetve működik optimálisan a készülék. Picit nyomhatja a készüléket a bőrhöz, de soha ne rángassa a bőrön. A szemkörnyéken végighaladva, a szem alatti résszel kezdjen, majd az arc kontúrvonalát követve haladjon felfelé a szem körül a szemöldök alatti részig, ahol tartsa rajta a készüléket néhány másodpercig! Gyengéden masszírozza meg a szem feletti részt, majd haladjon ismét lefelé! Ismétlje meg ezt a mozdulatot néhányszor, majd menjen vissza újra az arcra és a nyakra! Kerülje, a szem közvetlen környékét! Azt javasoljuk, hogy a szem körül is az arccsont mentén haladjon!

Sokféle módon lehet használni a készüléket. Valaki körkörös mozdulatokkal az orrtól kifelé a fül irányába haladva, masszírozva használja, mások lentől felfelé és bentől kifelé haladva használják. Kísérletezzen a készülékkel és tapasztalja ki, melyik a legkényelmesebb technika Önnek! Csak arra figyeljen, hogy a teljes felületet ahová a gélt felvitte gyengéden masszírozza!

### ▶ Milyen erősen érintsem a bőrhöz a Galvanic Spa™ System II készüléket?

Annyira kell hozzányomni a bőrhöz a készüléket, hogy folyamatosan hozzáérjen a bőrhöz, de a bőr ne gyűrdjön, és kellemes érzést nyújtson a kezelés.

### ▶ Használhatok-e egy fél flóla Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-t (Előkezelő és Kezelő Arcgél) a fél arcon történő bemutatáshoz úgy, hogy a flóla másik felét később használom fel?

A Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-eket (Előkezelő és Kezelő Arcgéleket) úgy csomagolták, hogy egy kezelésre elegendő mennyiségű terméket tartalmazzanak. Nem javasoljuk, hogy bármennyi megmaradt gélt eltegyen későbbre. A nyitott flóla tárolása komoly biztonsági és minőségi problémákhoz vezethet. Ezen felül, a nyitott flólaban a gélek aktív hatóanyaga közömbössé válhat, illetve oxidálódhat, ennek köszönhetően a gélek valamint a kezelés hatékonysága gyengül.

Abban az esetben, ha az Előkezelő és Kezelő Gél elkezd beszívódni a bőrbe és a készülék gyúrni kezdi a bőrt, fel kell használnia a flólaban lévő maradék gélt, ám előtte NaPCA Moisture Mist-tel be kell fújni az arcot! Amikor már a flóla egész tartalmát felvitte bőrére, akkor is használja a NaPCA Moisture Mist-et!

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

- ▶ El kell-e távolítanom a maradék Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-t (Előkezelő és Kezelő Arcgél) a kezelést követően?

Igen, öblítse le vízzel vagy egy nedves törölközővel törölje le arcáról a maradék gél, majd használjon valamilyen tetszőleges Nu Skin® tonikot!

- ▶ Elhasználhatok-e egy fél üveg Nutriol® Hair Fitness Treatment-et (Hajkezelő gél) úgy, hogy a maradékot később használom fel?

Minden üveg egy dózist tartalmaz, amelyet közvetlenül az oldat és a por összekeverése után fel kell használni! Minden maradék terméket ki kell dobni! Azt javasoljuk, hogy használjon el egy adag Nutriol® Hair Fitness Treatment-et (Hajkezelő gél) minden második nap, nyolc héten keresztül, majd négy héten át hetente két üveggel!

- ▶ Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t a gélek nélkül?

A Galvanic Spa™ System II egy olyan készülék, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy segítse az aktív hatóanyagok bevitelét a bőrbe. Az erre speciálisan kifejlesztett termékekkel kell használni. Arra vonatkozólag nem végeztünk kísérleteket, hogy hogyan működik a készülék a speciális töltéssel rendelkező bőrápoló termékek nélkül, így ebben nem tudunk segíteni.

- ▶ Segít-e a Galvanic Spa™ System II a pattanások eltüntetésében?

A Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-ek (Előkezelő és Kezelő Arcgélek) nem rontják a pattanásos bőr állapotát. Azonban a pattanásos bőr kezelésére, illetve foltosodás elkerülésére a Nu Skin® Clear Action System-et javasoljuk.

## Eredmények

- ▶ Mik a Galvanic Spa™ System II előnyei?

A Galvanic Spa™ System II otthonába hozza a kozmetikai kezelések főbb eredményeit. A következő előnyöket élvezheti:

- A Nu Skin® Galvanic Spa™ System II lehetővé teszi Önnek, hogy otthonában élvezze a professzionális kozmetikai kezelések eredményeit, és még időpontot sem kell kérnie!
- A Galvanic Spa™ kezelés javítja a kulcsfontosságú hatóanyagok felszívódását, még akár 24 órával a kezelést követően is.
- A Galvanic Spa™ System II speciálisan kifejlesztett termékekkel működik, amelyek megkönnyítik a kulcsfontosságú összetevők bejutását a bőrbe az optimális eredményért.
- A Galvanic Spa™ System II egy szabadalommal védett készülék, négy cserélhető kezelőfejjel:
  - Arc-kezelőfej – ez a sima kezelőfej lehetővé teszi a bőrrel való szorosabb érintkezést, ám emellett cserélhető, és más kezelőfejekkel rugalmasan helyettesíthető.
  - Célzott kezelőfej – ez a kezelőfej egy sima ovális gumóval rendelkezik, amely segíti a kisebb bőrfelületek megfelelő elérését. A gumó segítségével könnyebben elérhető a bőr bármelyik szeglete és nehezen elérhető része. Ezáltal koncentráltabban alkalmazható a kezelés.
  - Test-kezelőfej – a három kör alakú gumó segítségével lehetővé teszi a maximális illeszkedést a bőrhöz, ezáltal a kezelés nagyobb bőrfelületen végezhető és jobban is masszíroz.
  - Fejbőr-kezelőfej - ezzel a fésű-szerű kezelőfejjel a haj könnyen átjárható, és a teljes fejbőr jól elérhető.
- Cserélhető elem – Kiiktatja a zsinórokat, az akkumulátor töltőt és az elektromos áramforrástól való függést.
- Felhasználó által választható polaritás- Megnöveli a Galvanic Spa™ System II-vel együtt alkalmazható termékek számát.



# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

- Rugalmas programozási idő – széles körű alkalmazást tesz lehetővé: arc, helyi, test és fejbőr kezelések.
- Felhasználó-barát kialakítás – a fogáskor a kéz természetes, kényelmes pozícióban van.
- Automatikusan alkalmazkodik bőréhez – a megfelelő erősségű áramot alkalmazza a leghatékonyabb kezelés elérése érdekében.

### ► Mennyi idő elteltével láthatom a bőrömön a Galvanic Spa™ System II használata nyomán bekövetkezett változást?

A legtöbb esetben, a különbség rögtön a Galvanic Spa™ System II és a gélek használatát követően érzékelhető. A klinikai tanulmányok azt az eredményt hozták, hogy a Tru Face™ Line Corrector-ral és a Body Shaping Gel-lel (Alakformáló géllal) folyamatosan használva a Galvanic Spa™ System II-t, az eredmény 2-4 héten belül látható. A Nutriol® Hair Fitness Treatment-et (Hajkezelést) a Galvanic Spa™ System II-vel alkalmazva a haj fényesebb és egészségesebb hatású már egy hét után. Az eredmények egyre inkább nyilvánvalóvá válnak, ha az utasításokat követve folytatja a Galvanic Spa™ System II használatát a speciális termékekkel.

### ► Segít-e a Galvanic Spa™ System II készülék és termékek a bőr feszességének javításában?

A Galvanic Spa™ System II egy bőrfiatalító készülék. A galvánáram segítségével (amely nem erősebb 375 mikroampernél) üdévét varázsolja a bőrfelszínre és a bőr mélyrétegeit, gyengéden masszírozza a bőrt. A Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-ek (Előkezelő és Kezelő Arcgélek) a tisztítás során körömvirággal, tengeri alga kivonattal és vaniliával simává varázsolják és kondicionálják a bőrt, majd a kezelés során az arginin, a rózsza, a szantálfa és a jázmin fiatalabbá varázsolja a stresszes bőrt. Azt javasoljuk, hogy a Galvanic Spa™ kezelést követően használja a Tru Face™ Essence Ultra-t. Ez a továbbfejlesztett szérum növeli a bőr elasztin termelését és feszesebb, fiatalosabb bőrt eredményez.

## Készülék Információ

### ► Milyen fémet tartalmaz a Galvanic Spa™ System II?

A kezelőfejek krómból és rézből készülnek. A kezelőfejekben használt anyag: ABS ( akrilnitril butadién sztirén) és galvanizált króm.

### ► Hogyan tudom cserélni a kezelőfejeket?

A kezelőfej lecsatolásához: Egyik kezével fogja meg a kezelőfejet, a másikkal pedig a króm panelt maga felé fordítva hüvelykujjával nyomja meg a szürke gombot, úgy hogy a kezelőfej elváljon a készüléktől!

A kezelőfej felcsatolásához: Tartsa a készüléket a kijelzővel felfelé és a kezelőfejet a felhelyezést mutató jelzéssel felfelé (gravírozás)! Erősen nyomja meg a kezelőfejet, hogy az a helyére kattanjon. Abban az esetben, ha a kezelőfej nem ugrik be a helyére, kérjük, ellenőrizze, hogy a megfelelő oldalával próbálja-e felhelyezni! A kezelőfej helyre erőltetése kárt okozhat a készülékben és a kezelőfejben egyaránt! A készülék addig nem lép működésbe, amíg a kezelőfej a helyére nem kerül.

### ► Mi a különbség az egy, kettő vagy három sípszó között, amit a készülék kiad, amikor a bőrhöz ér?

Amikor a készüléket először bőréhez érinti, az egy bizonyos erősségű áramot vezet a szervezetbe, és méri, hogy mennyi idő alatt érkezik vissza az áram a készülékbe. Azok, akiknek jól vezet a bőre az áramot (általában magas a bőr víz vagy elektrolit tartalma) hármas erősségű beállítást (3 sípszó) kapnak. Az ő bőrük jól tolerálja a magas erősségű galvánáramot. Azok, akiknek kevésbé jó vezető a bőre, kettős vagy egyes erősségű beállítást kapnak, attól függően, hogy a kettő közül melyik a megfelelőbb számukra. A Galvanic Spa™ System II megméri a bőr vezetőképességét, amely a bőr víz tartalmától és elektrolit egyensúlyától függ.

### ► Miért sípol a készülék 20 másodpercenként?

A Galvanic Spa™ System II készüléket úgy alakítottuk ki, hogy hang nélkül működjön. A húsz másodpercenként hallható sípszót, azért építettük bele a készülékbe, hogy figyelmeztesse használóját a kezelés időtartamára.

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### ► Meddig garanciás a Galvanic Spa™ System II készülék?

A Nu Skin® a vásárlástól számított két évig garanciát vállal a Galvanic Spa™ System II-re abban az esetben, ha az anyaga és kidolgozása nem sérült. A garancia nem terjed ki olyan készülékekre, amelyek a nem utasítás szerinti használat vagy baleset miatt sérültek. Abban az esetben, ha a készülék sérülést szenved a két éves garanciális időszak alatt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Nu Skin® irodával és kérje a készülék cseréjét!

## Technikai kérdések

### ► Hibaelhárítási tippek arra az esetre, ha azt gondolja, hogy a Galvanic Spa™ System II nem működik megfelelően.

1. Új elemek vannak-e a Galvanic Spa™ System II készülékben és megfelelően helyezte-e be azokat?
2. Eltávolította-e teljes egészében a króm lemezen lévő műanyag borítást a készülékről? A Galvanic Spa™ System II Készülék a szállítás során műanyag védőfóliával van bevonva, amit a használat előtt el kell távolítani a króm borításról és az LCD kijelzőről. Kérjük, ellenőrizze, hogy ezt sikerült-e teljes egészében eltávolítani!
3. Megnyomta-e az LCD kijelző alatt található szürke gombot? Miután a puha szürke gombot benyomta, egy szökőkút (NS logo) jelenik meg az LCD kijelzőn (Előkezelés beállítás). Egy másodperc elteltével, az egyes szám jelenik meg a szökőkút alatt. Amint ez a szám megjelenik, nyomja meg a szürke gombot újra és állítsa be a kezelés időtartamát. A gomb ismételt megnyomásával állíthatja be, hogy egy, kettő, három vagy öt percig tartson a kezelés. Miután kiválasztotta a kezelés időtartamát, a Galvanic Spa™ System II készülék készen áll a bőr Előkezelő Gélekkel történő kezelés előtti elemzésére. Amint az Előkezelés befejeződött, a készülék két sípoló hangot ad ki és az LCD kijelzőn egy pipa jelenik meg. Amikor ezzel negvan, nyomja meg a szürke gombot újra, és megjelenik a két szökőkút (NS logo) a kijelzőn (Kezelő Gél és Tru Face™ Line Corrector beállítás). Miután a fent leírt módon beállította a kezelés időtartamát, a Galvanic Spa™ System II Készülék készen áll a bőr Kezelő Gélekkel vagy Tru Face™ Line Corrector-ral történő kezelése előtti elemzéséhez.
4. Megfelelően tartja-e a Galvanic Spa™ System II Készüléket? A Galvanic árammal működik, így elengedhetetlen, hogy a króm borítást enyhén vizes kézben tartva használja, miközben a bőréhez érinti, ez zárja az áramkört és lehetővé teszi az áram áramlását.
5. Enyhén vizes kézzel használja-e a Galvanic Spa™ System II Készüléket? Azok, akik száraz kézzel fogják meg a Galvanic Spa™ System II-et gyakran tapasztalják, hogy a készülék nem tudja elvégezni a bőr elemzését. Benedvesített kézzel tartva a krómborítást, lehetővé válik az elektromos áram megfelelő áramlása.
6. A bőrhöz érintette-e egy rövid időre a Galvanic Spa™ System II Készüléket, amíg az elvégezte a bőr elemzését? A gomb egyszeri megnyomását követően és miután megjelent az egy szökőkút (NS logo) a kijelzőn, valamint a gomb ismételt megnyomásával beállította az időt, nedves kézzel fogja a krómborítást és tartsa a készüléket a bőréhez érintve! A készülék ekkor elvégzi a bőr elemzését. Amikor elhangzik az egy, kettő vagy három sípszó, Ön tudni fogja, hogy a készülék befejezte a bőr elemzését.
7. Azért gondolja, hogy nem működik, mert nem érez semmit? A Galvanic kezelés során a többség nem érez semmit. A speciálisan erre a célra kifejlesztett gélek lehetővé teszik, hogy a galvánáram észrevétlenül és minden kényelmetlenség nélkül jusson be a bőrbé. Előfordulhat, hogy Ön nem érez semmit, miközben a készülék a galvánáram segítségével már viszi be bőrébe a jótékony összetevőket fiatalosabbá, üdévé varázsolva ez által bőrét!

### ► Milyen erősségű áram tartozik az egy, kettő, illetve három sípszóhoz?

A bőrünk vezetőképessége óránként változhat, így nem meglepő, ha egy-egy kezelés kezdetekor eltérő számú sípszót hall. Egy-egy sípszó a következő erősségű áramot jelöli: 0.125 mA (miliamper), 0.251 mA és 0.325 mA. Ez nagyon alacsony erősségű áram, de meglehetősen hatékonynak és biztonságosnak bizonyult minden felhasználó számára, függetlenül attól, hogy milyen mértékű a bőrük vezetőképessége a Galvanic Spa™ kezelés idején.

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

### ► Hogyan távolítja el a Galvanic Spa™ System II a szennyeződések a bőrből?

A Galvanic Spa™ System II egy olyan kozmetikai eszköz, amely a bőr mélyrétegeiben dolgozik. A Galvanic Spa™ System II-vel végzett kezelés során az egyenáram (pozitív vagy negatív töltésű) belepréseli a bőr mélyrétegeibe, vagy kiszippantja onnan a töltéssel rendelkező molekulákat, amint a készüléket gyengéden végigvezeti bőrén. A Kezelő Arcgélről az elhalt hámsejtek és a faggyú negatív töltésűek, így a pozitív töltésű elektromos áram eltávolítja a "szennyeződést és a zsírt" a bőrből. Ezáltal a kezelés alapos és mély pórustisztítást végez.

## Biztonsági kérdések

### ► Miért van benne e Figyelmeztetésben a következő: "Kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt használni kezdi a Galvanic Spa™ System II-t abban az esetben, ha terhes, pacemaker használ, epilepsziás, fém fogszabályzót visel, vagy ha fémből fészült implantátum van a szervezetében."?

A Galvanic Spa™ System II használata biztonságos és kíméletes ugyan, ám arra vonatkozóan nincsenek kutatási adatok, hogy a fent említett személyeknek biztonságos-e a készülék használata. A Nu Skin® azért is teszi hozzá ezt a mondatot a figyelmeztetéshez, mert az elektromos készülékekere vonatkozó jogszabályok értelmében, ez kötelező.

A kezelés a pacemakerrel, fém fogszabályzóval vagy fém implantátummal rendelkezőkre gyakorolt hatása attól is függ, hogy az említett személy milyen állapotban van. A Galvanic Spa™ System II -höz mellékelt figyelmeztetés hasonló az összes többi elektromos készülékhez mellékelt figyelmeztető szöveghez, mint például az elektromos fogkefe, vagy walkman. A legtöbb ember számára ezek használata nem kockázatos, de néhány speciális esetben veszélyes lehet. Az áram zavart okozhat néhány készülék működésében, például a pacemaker, a fém fogszabályzó vagy a fém implantátumok esetében.

Abban az esetben, ha Ön valamelyik fent említett kategóriába tartozik, azt javasoljuk, hogy a készülék használatát megelőzően kérje ki orvosa tanácsát! Az áram erőssége 0.125 mA, 0.250 mA, vagy 0.350 mA (miliamper) lehet. Ez nagyon alacsony erősségű áramnak számít.

### ► Biztonságos-e a Galvanic Spa™ System II-t használni, ha Botox injekciót, kollagén vagy szilikon feltöltést, illetve hasonló kezelést kaptam?

A Nu Skin® nem végzett arra vonatkozó kutatásokat, hogy a Galvanic Spa™ kezelésre milyen hatással van a Botox injekció a kollagén vagy szilikon feltöltés stb. Ezek mind olyan orvosi beavatkozások, amelyek kívül esnek a kozmetikai ipar eszköztárán, amely a mi tevékenységünk középpontjában áll.

Kapcsolatba léptünk olyan intézményekkel, amelyek ilyen jellegű kezeléseket és Galvanic kezelést is végeznek, ők azt a gyakorlatot követik, hogy nem alkalmazzák a Galvanic kezelést olyan személyeken, akik két héten belül áttestek valamilyen injekción, elkerülve ezáltal, hogy a két kezelés kioltsa egymás hatását.

### ► Használhatják-e kemoterápiás kezelésben résztvevő rákbetegek a Galvanic Spa™ System II-t?

Bárki, aki kemoterápiás kezelésen megy keresztül, orvosa tanácsát követve kell hogy kiválassza milyen termékeket használhat. A kemoterápia egyénenként változó hatású lehet, így a gyógyszerekre adott reakció is egyénenként eltérő. Csak orvos tudja megmondani, hogy milyen kezelés, milyen reakciót vált ki a bőrön, attól függően, hogy milyen kemoterápiás kezelést kap valaki.

### ► Biztonságos-e napi rendszerességgel, egyperces helyi minikezelésként, kevés Galvanic gélt alkalmazni közvetlenül az aknés arc bőrön?

A Galvanic Spa™ System II hatékonyan alkalmazható pattanás elleni kezelésekre, a Kezelő gélekkel naponta használva. Azoknak, akik a Tru Face™ Line Corrector-t a Célzott kezelőfejjel használják, napi kétszeri használat (reggel és este) ajánlott.

# Galvanic Spa™ System II

## Gyakori Kérdések

E mellett az utasítás szerint használhatják a Kezelő géleket is. A Kezelő gélek használatát a kezelésem kívül kis mennyiségben sem ajánljuk aknés bőr kezelésére. A Kezelő gélek egy arckezelésre való adagonként kicsomagolva kaphatók és az utasításnak megfelelően használva juttatható a bőrbe a megfelelő mennyiségű aktív hatóanyag. Ezen felül, nem javasoljuk a Galvanic Spa™ System II használatát hajszálereken illetve nyílt sebeken. Ha valakinek súlyos aknéja van, az már ebbe a kategóriába tartozik!

▶ **Használhatom-e a Galvanic Spa™ System II-t abban az esetben, ha fogékszer, amalgámtömés, csavarok vagy hidak vannak a fogamban illetve a ráncfeltöltésem vettem részt?**

Bármilyen a számban található fém, úgymint tömés, fogszabályzó vagy csavar vezeti a galvánáramot, amely kellemetlen érzést okozhat a fogakon vagy a számban. Ez nem káros hatású, de kellemetlen lehet!

▶ **Alkalmazhatom-e a Galvanic kezelést a hasfalamon?**

Igen a Galvanic Spa™ System II, a Galvanic Spa™ II Body Shaping Gel-lel (Alakformáló géllal) használható a hasfalán, illetve az alsóhas tájékán.

▶ **Használhatom-e a Galvanic kezelést abban az esetben, ha rozaceás a bőröm?**

Azoknak, akik valamilyen bőrproblémával küzdenek, a más betegségben szenvedőkhöz hasonlóan, ki kell kérniük orvos vagy bőrgyógyász tanácsát mielőtt használni kezdik a Galvanic Spa™ System II-t!

▶ **Lehet-e a napsugárzás negatív hatással a bőrömrre, ha naponta használom a Galvanic Spa™ System II-t?**

A terméket nem mindennapos használatra fejlesztettük ki és nem is teszteltük a mindennapos használat eredményeit, így erre vonatkozóan nincsenek adataink. A Galvanic Spa™ Pre-Treatment and Treatment Gel-ek (Előkezelő és Kezelő Arcgélek), a többi Galvanic Spa™ System II termékhez hasonlóan nem fokozzák a napsugárzásra való érzékenységet.

▶ **Szeretek szoláriumba járni, okoz-e valami problémát, ha ezt a Galvanic Spa™ System II kezelésekkel párhuzamosan teszem?**

A Galvanic Spa™ System II használata nem jelenthet problémát abban az esetben, ha követi az használati utasítást.